



6.4.2. ML メンバ設定


メーリングリストアドレスに送信されたメールの配信先となるメールアドレスを設定します。




(1) 「世帯情報参照」画面で左側メニューの「MLアカウント情報」リンクをクリックします。




(2) 削除したい ML(メーリングリスト)アドレスのリンクをクリックします。



(3) 「ML アカウント情報参照」画面が表示されます。「MLメンバ設定」リンクをクリックします。




(4) 「ML メンバ設定一覧参照」画面が表示されます。「設定」ボタンをクリックします。




(5) 「ML メンバ設定」画面が表示されます。【注意事項】を確認のうえ、「メールアドレス」項目に、配信先のメールアドレスを入力します。

(6) 入力が完了したら「次へ」ボタンをクリックします。



(7) 「ML メンバ設定確認」画面が表示されず。表示されているメールアドレスに問題がなければ「登録」ボタンをクリックします。



(8) 「ML メンバ設定完了」画面が表示されます。

以上で、ML メンバ設定は完了です。

●メーリングリストメンバ検索方法

メーリングリストメンバが非常に多い場合などで、メールアドレスを探したい際に検索機能がご利用になれます。

MLアカウント情報参照

設定したい項目 を選択してください。

【注意事項】

- 登録同月内のアカウントの削除はサポートWebから行うことはできません。削除をご希望の場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

MLアドレス	cts_member@ml.cts.ne.jp
ML ID	ml1000
ステータス	利用中
	オーナーアドレス yoshino@east.cts.ne.jp
ML詳細設定	MLへの投稿 MLメンバのみに制限 メルコマンドの利用 利用できる(ON) 紹介メッセージ設定 設定なし
(1) MLメンバ設定	現在 0人
ブラックリスト設定	現在 0人
ウイルススキャン設定	無効(OFF)
シークンスタンプ設定	有効(ON)

MLパスワード変更 MLアカウント削除

(1) 「ML アカウント情報参照」画面を表示して、「ML メンバ設定」リンクをクリックします。

MLメンバ設定一覧参照

下記のアカウントは利用中、MLメンバの設定を行います。

【注意事項】

- 検索は、MLメンバのメールアドレスの部分一致で行われます。例えば、netで検索した場合、netという文字を含む全てのメールアドレスを検索できます。

MLアドレス cts_member@ml.cts.ne.jp

MLメンバを追加設定する場合は、「設定」ボタンを押してください。

メールアドレス(検索条件)を入力し、「検索」ボタンを押してください。入力欄の値を画面表示直後の状態に戻したい場合は、「リセット」ボタンを押してください。

(2) メールアドレス(必須)

(3)

MLメンバを削除する場合は、削除したいメールアドレスにチェックをして、「削除」ボタンを押してください。

No.	選択	メールアドレス
1	<input type="checkbox"/>	member@west.cts.ne.jp
2	<input type="checkbox"/>	member@cts.ne.jp
3	<input type="checkbox"/>	member@ezweb.ne.jp
4	<input type="checkbox"/>	member@west.cts.ne.jp
5	<input type="checkbox"/>	yoshino@docomo.ne.jp

上記のリストは、数字(0～9)、英大文字(A～Z)、英小文字(a～z)の順でソートされています。

登録されている全てのMLメンバを削除する場合は、「全て削除」ボタンを押してください。

(2) 「メールアドレス (必須)」に探したいメールアドレスを入力します。

(3) 「検索」 ボタンをクリックします。

メールアドレス(検索条件)を入力し、「検索」ボタンを押してください。
入力欄の値を画面表示直後の状態に戻したい場合は、「リセット」ボタンを押してください。

メールアドレス(必須)

MLメンバを削除する場合は、削除したいメールアドレスにチェックをして、「削除」ボタンを押してください。

(4)

No.	選択	メールアドレス
1	<input type="checkbox"/>	sample@ezweb.ne.jp

上記のリストは、数字(0~9)、英大文字(A~Z)、英小文字(a~z)の順でソートされています。

(4) 画面上に検索結果のメールアドレスのみ表示されます。

以上で、メーリングリストメンバ検索は完了です。

■メーリングリストメンバを削除する場合

メーリングリストのメンバを削除するには、個別に削除する方法と、設定を一括で削除する方法があります。

▼個別に削除する方法

MLアカウント情報参照

設定したい項目 を選択してください。

【注意事項】

- 登録同月内のアカウントの削除はサポートWebから行うことはできません。削除をご希望の場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

MLアドレス ml_testnet@ml.cts.ne.jp

ML ID ml1000

ステータス 利用中

オーナーアドレス yoshim@east.cts.ne.jp

MLへの投稿 MLメンバのみに制限

メールコマンドの利用 利用できる(ON)

[ML詳細設定](#)

[紹介メッセージ設定](#) 設定なし

(1) [MLメンバ設定](#) 現在 0 人

[ブラックリスト設定](#) 現在 0 人

[ウイルススキャン設定](#) 無効(OFF)

[シーゲンスナバ設定](#) 有効(ON)

[MLパスワード変更](#) [MLアカウント削除](#)

(1) 「ML アカウント情報参照」画面を表示して、「ML メンバ設定」リンクをクリックします。

MLメンバ設定一覧参照

下記のアカウントに対して、MLメンバの設定を行います。

【注意事項】

- 検索は、MLメンバのメールアドレスの部分一致で行われます。例えば、netで検索した場合、netという文字を含む全てのメールアドレスを検索できます。

MLアドレス ml_testnet@ml.cts.ne.jp

MLメンバを追加設定する場合は、「設定」ボタンを押してください。

[設定](#)

メールアドレス(検索条件)を入力し、「検索」ボタンを押してください。入力欄の値を画面表示直後の状態に戻したい場合は、「リセット」ボタンを押してください。

メールアドレス(必須) [検索](#) [リセット](#)

MLメンバを削除する場合は、削除したいメールアドレスにチェックをして、「削除」ボタンを押してください。

(2) **(3)** [削除](#)

No.	選択	メールアドレス
1	<input type="checkbox"/>	masa@west.cts.ne.jp
2	<input type="checkbox"/>	yoshim@cts.ne.jp
3	<input type="checkbox"/>	sawag@ezweb.ne.jp
4	<input type="checkbox"/>	masa@west.cts.ne.jp
5	<input type="checkbox"/>	yoshim@docomo.ne.jp

上記のリストは、数字(0～9)、英大文字(A～Z)、英小文字(a～z)の順でソートされています。


[削除](#)

登録されている全てのMLメンバを削除する場合は、「全て削除」ボタンを押してください。


[全て削除](#)

(2) 「メールアドレス」から削除したいメールアドレスの「選択」にチェックを入力します。

(3) 「削除」ボタンをクリックします。




(4) 「ML メンバ設定削除確認」画面が表示されます。
メールアドレスに問題がなければ「了解」ボタンをクリックします。




(5) 「ML メンバ設定削除完了」画面が表示されます。

以上で、個別の ML メンバ削除は完了です。


▼一括して削除する方法




(1) 「ML アカウント情報参照」画面を表示して、「ML メンバ設定」リンクをクリックします。




(2) 「ML メンバ設定一覧参照」画面が表示されます。画面一番下の「全て削除」ボタンをクリックします。



(3) 「ML メンバ設定完全削除確認」画面が表示されます。
ML（メーリングリスト）アドレスを確認し、問題なければ「了解」ボタンをクリックします。



(4) 「ML メンバ設定完全削除最終確認」画面が表示されます。



(5) 「ML メンバ設定完全削除完了」